


Digistat® Smart Central visualisoi hälytykset

Digistat Smart Central tarjoaa kokonaiskuvan osaston potilaiden voinnista kokoamalla kaikki lääkintälaitetiedot ja hälytykset samaan näkymään.

Tilannekuva
mobiilisti



Digistat Smart Central Mobile on valinnainen lisäosa, jonka avulla lääkintälaitetiedot ja hälytykset ovat nähtävillä myös mobiilisti.

Digistat Smart Central visualisoi kaikki potilaan tiedot elintoimintoja tukevista ja valvovista lääkintälaitteista, kuten infuusiopumpuista, potilasvalvontalaitteista ja hengityskoneista. Sen avulla käyttäjä näkee koko osaston tilanteen yhdellä silmäyksellä.

Smart Central -työasemasovellus voidaan asentaa toiminnan kannalta oleellisiin paikkoihin siten, että hälytystiedot ovat aina hoitohenkilöstön nähtävissä.

Smart Centralin raportointimoduulin avulla voidaan tarkastella hälytystapah-tumia eri tilanteissa ja hyödyntää kerättyä tietoa organisaation toiminnan kehittämiseksi.

Työasemasovelluksen monet hyödyt:

- visualisoi hälytykset, vitalitiedot, laiteasetusten muutokset ja muut tiedot laitteesta ja tuo ne hoitajien ja lääkärin käyttöön
- kokoaa usean potilaan lääkintälaitetiedot samaan näkymään
- mahdollistaa laitteilta tulevien hälytysten seurannan keskitetysti
- ilmoittaa lääkintälaiteliityntöjen tilan ja toimivuuden
- käyttö optimoitu kosketusnäytölle.


Intuiivinen käyttöliittymä on räätälöitävä ja helppokäyttöinen

Digistat Smart Central näyttää siihen liitettyjen lääkintälaitteiden tiedot ja hälytykset. Lääkintälaitetiedot päivittyvät automaattisesti noin kahden sekunnin välein, joten tiedot ovat aina lähes reaaliaikaisia.

Näkymä voidaan räätälöidä osaston tarpeiden ja laajuuden mukaan joko näyttämällä kaikki osaston potilaat yhdellä näytöllä tai jakamalla osaston potilaspaiikat moduuleihin.

Lääkintälaittehälytykset voidaan visualisoida hälytyksen prioriteettiväriin mukaan ja sovellusta voidaan käyttää äännettömänä tai äänihälytyksin.

Digistat Livestream -lisäosan avulla kymään voi lisätä lähes reaaliaikaisen videokuvan potilaspaikalta.



Tässä näkymässä on neljä vuodepaikkaa. Potilaspaiikalla yksi on Digistat Livestream -näkyvä ja alhaisen prioriteetin monitorihälytys. Paikalla kolme on korkean prioriteetin monitorihälytys.

Digistat®-moduulit

Digistat Connect -ratkaisu kerää ja välittää lääkintälaitteista tulevan tiedon haluttuun paikkaan, kuten Smart Central- tai Smart Central Mobile -sovellukseen tai potilastietojärjestelmään.

Digistat Smart Central Mobile -sovelluksen avulla lääkärit ja hoitajat voivat seurata potilaan vitaalielintoimintoja ja lääkintälaitetietoja mobiilisti. Kaikki potilaan elintoiminnoissa tapahtuvat muutokset ja lääkintälaittehälytykset näytetään sovelluksen avulla vastuutetun hoitajan mobiililaitteessa.

Ascom Oy
Puutarhakatu 55–57
20100 Turku
02 415 1200
myynti@ascom.com
www.ascom.fi

ascom